

BF-508 kehonkoostumusmittari

OMRON kehonkoostumusmittarit



Kehonkoostumusmittari antaa erittäin tarkat ja luotettavat mittausravot neljän pisteen mittaustekniikalla käsistä ja jaloista. Mittaustuloksina saadaan sisäelinrasvan taso, paino ja painoindeksi. Sisäelinrasva vaikuttaa oleellisesti mm. verenpaineeseen, diabetekseen ja veren rasva-aineiden runsauteen. Toistuvat dieetit ja painon uudelleen kohoaminen aiheuttavat sisäelimissä olevan rasvamäärän lisääntymistä. Liikunnan ja ruokavalion vaikutukset kehon koostumukseen on helppo mitata vertaamalla aiempiin tuloksiin. BF508:lla voit seurata kehosi koostumusta ja kohentaa fyysistä kuntoasi mahdollisimman hyödyllisellä tavalla.

- Enimmäispaino 150 kg
- 4 pisteen kehonmittaustekniikka käsistä ja jaloista
- Mittaustulokset: - sisäelinten ympärille kertynyt rasva - kehon rasvapitoisuus - paino ja painoindeksi
- Muistipaikat 4 henkilön asetustiedoille
- Kliinisesti validoitu

Malli: HBF-508-E (BF508) Näyttö: Vähimmäispainon näyttö 0-150 kg, 100 g välein Kehon rasvaprosentti: 5.0-60.0 %, 0.1 % välein Luustolihasprosentti: 5.0 – 50.0 %, 0.1 % välein Painoindeksi: 7.0 – 90.0, 0.1 välein Sisäelinten ympärillä oleva rasva: 30 tasoa, 1 tason välein BMI-luokitus: -(Alipainoinen) / 0 (Normaali) / + (Ylipainoinen) / ++ (Liikalihava) ja 12 palkkinäytön tasoa Kehon rasvaprosentin luokitus: - (Alhainen) / 0 (Normaali) / + (Korkea) / ++ (Erittäin korkea) ja 12 palkkinäytön tasoa Sisäelinten rasvamäärän luokitus: 0 (Normaali) / + (Korkea) / ++ (Erittäin korkea) ja 9 palkkinäytön tasoa Asetukset: Pituus: 100.0 – 199.5 cm, Ikä: 10-80 vuotta vanha (Huom! Ikäraja luustolihasprosentille ja sisäelinrasvalle sekä niiden luokitukselle on 18-80 vuotta, rasvaprosentille ja sen luokitukselle ikäraja on 20-79 vuotta) , Sukupuoli: Mies/Nainen Painon mittaustarkkuus: 0.0 kg – 40.0 kg : +/- 0.4 kg, 40.0 – 150.0 kg: +/- 1 % Tarkkuus (S.E.E.): Kehon rasvaprosentti 3.5 %, luustolihasprosentti 3.5 %, sisäelinrasvan määrä 3 tasoa Virtalähde: 4 AAparistoa (voi käyttää myös AA-alkaliiniparistoja LR6) Paristojen kesto: Noin 1 vuosi (kun käytetään mangaaniparistoja ja tehdään 4 mittausta päivässä) Käyttölämpötila/Kosteus: +10°...+40°C, 30 % ... 85 % RH Säilytyslämpötila/Kosteus/Ilmanpaine: -20°C ...+60°C, 10 %...95 % RH, 700 hPa ...1060 hPa Paino: Noin 2.2 kg (paristot mukaan lukien) Ulkomitat: Näyttöyksikkö: 300 mm x 35 mm x 147 mm (lev x kork x syv), Pääyksikkö: 303 mm x 55 mm x 327 mm (lev x kork x syv) Pakkauksen sisältö: Kehonkoostumusmittari, 4 kpl AA mangaaniparistoja (R6), käyttöohje Takuu: 3 vuotta EAN-koodi: 40 15672 10387 0

A Good Sense of Health

Maahantuoja:

Normomedical Oy • Valimotie 2, 00380 Helsinki • puh. (09) 5617 760 • fax (09) 5617 7611 • normomedical@normomedical.fi
www.normomedical.fi